


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rac1/2/3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Número do item: CM0010315



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra Rac1/2/3, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com proteínas Rac humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante baseado na região N-terminal do RAC1 humano (P63000). Ideal para estudos sobre sinalização de GTPase e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rac1/2/3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5879
GeneID	5879/5880/5881
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 do RAC1 humano (P63000).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo