


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rac1/2/3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Número do item: CM0028674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Rac1/2/3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Alvos: Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Ideal para pesquisa de migração celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rac1/2/3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5879/ 5880/ 5881
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 do Rac1/2/3 humano (NP_008839.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo