

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rac2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15153

Número do item: CM0015565



introdução

Anticorpo policlonar de coelho dirigido a RAC2 humana (p21-Rac2), para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta RAC2 endógeno em células hematopoiéticas; ideal para pesquisa em NADPH oxidase, fagocitose e sinalização por GTPase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAC2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5880
GeneID	5880
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-192 da RAC2 humana (NP_002863.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15153
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo