


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rac3 Para Wb, Elisa - P60763

Número do item: CM0026539



introdução

Anticorpo Policlonal (PAb) de Coelho Anti-RAC3 para aplicações de WB e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Direcionado à pequena GTPase RAC3, envolvida na expansão celular e na dinâmica da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	RAC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5881
ID do Gene	5881
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-192 da RAC3 humana (NP_005043.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P60763
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo