

Anticorpo Monoclonal Anti-Rack1 Para Wb E Elisa - P63244

Número do item: CM0010972



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RACK1 humano (P63244), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre tradução, sinalização e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-RACK1
Observações/Alias	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10399
ID do Gene	10399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-310 de RACK1 humano (P63244).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63244
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo