

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rack1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63244

Número do item: CM0019032



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a RACK1 humana (GNB2L1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigação de sinalização, tradução e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RACK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10399
GeneID	10399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-290 da RACK1 humana (NP_006089.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63244
Peso da Proteína	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo