


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rad17 Para Wb, Ip, Elisa - 075943

Número do item: CM0027752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RAD17 validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reconhece o RAD17 humano, uma proteína do ponto de verificação do ciclo celular envolvida na resposta a danos no DNA. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD17 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5884
GeneID	5884
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-670 do RAD17 humano (NP_002864.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075943
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo