


Anticorpo Monoclonal Anti-Rad18 Para Wb E Elisa - Q9Ns91

Número do item: CM0004112



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o Rad18 para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de reparo pós-replicação e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad18 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RNF73; Rad18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56852
GeneID	56852
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Rad18 humano (Q9NS91)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NS91
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Saco com gelo