

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rad21 Para Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq - O60216

Número do item: CM0002297



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Rad21 humano, validado para WB, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de coesina, ciclo celular e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad21 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Espécie	Humano
GeneID	5885
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 532-631 do Rad21 humano (O60216).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60216
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco com gelo