

Anti-Rad21 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Número do item: CM0022492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Rad21 humano (subunidade coesina SCC1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina, ciclo celular e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad21 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5885
GeneID	5885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-420 do Rad21 humano (NP_006256.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60216
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco com gelo