

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rad23A Para Wb, Elisa - P54725

Número do item: CM0019618



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-Rad23A validado para aplicações de Western blotting (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo; o imunógeno corresponde à Rad23A humana de comprimento total. Adequado para estudos de reparo de DNA e desmetilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad23A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HR23A; HHR23A; Rad23A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5886
GeneID	5886
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-363 da Rad23A humana (NP_005044.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo