


Anticorpo Policlonal Anti-Rad23B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Número do item: CM0016451



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Rad23B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Reconhece a proteína Rad23B de 43kDa, um fator chave no reparo de DNA e desmetilação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Rad23B
Observações/Apelido	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
Espécie	Humano
ID do Gene	5887
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54727
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo