


Anticorpo Policlonal Anti-Rad50 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Número do item: CM0015985



introdução

Anticorpo policlonal Anti-Rad50 para WB, IHC-P, ELISA; detecta RAD50 humano e de camundongo, uma proteína chave de reparo de DNA. Adequado para pesquisas sobre câncer e estudos de estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad50 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10111
GeneID	10111
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-270 do Rad50 humano (NP_005723.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Envio	Saco de gelo