


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rad50 Para Wb, Elisa - Q92878

Número do item: CM0008155



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade, direcionado contra RAD50 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com RAD50 de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre reparo do DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Rad50
Observações/Alcunhas	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Espécie	Humano
ID do gene	10111
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 1200-1300 de Rad50 humano, Q92878)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q92878
Peso da proteína	154 kDa
Envio	Bolsa de gelo