


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rad50 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92878

Número do item: CM0026386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAD50 humano, validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína chave de reparo de DNA no complexo MRN, essencial para estabilidade genômica e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad50 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10111
GeneID	10111
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Rad50 humano (NP_005723.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92878
Peso Proteico	154kDa
Envio	Saco de Gelo