

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rad51 Para Wb, Elisa, Chip - Q06609

Número do item: CM0009998



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a proteína de reparo de DNA RAD51 homóloga 1. Validado para aplicações de WB, ELISA e ChIP, reage com amostras humanas, de rato e de camundongo, tornando-o adequado para pesquisa oncológica e de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho Anti-Rad51
Observações/Apelido	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5888
GeneID	5888
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Rad51 humano (Q06609).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06609
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Transporte	Saco de Gelo