

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rad51 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

Número do item: CM0008452



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho de alta qualidade direcionado ao RAD51 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de reparo de DNA, recombinação homóloga e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD51 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Espécie	Humano
ID do Gene	5888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 da Rad51 humana (NP_002866.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06609
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo