

Anti-Rad51 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06609

Número do item: CM0028453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de reparo de DNA humana RAD51 (UniProt Q06609). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar recombinação homóloga e mecanismos de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad51 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5888
ID do Gene	5888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 do Rad51 humano (NP_002866.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06609
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo