

Anticorpo Policlonais Anti-Rad51B Para Wb E Elisa - O15315

Número do item: CM0025556



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAD51B validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. RAD51B é uma proteína de reparo do DNA envolvida na recombinação homóloga, tornando este anticorpo ideal para pesquisas sobre danos no DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD51B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5890
GeneID	5890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-384 do RAD51B humano (NP_598193.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O15315
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo