

Anticorpo Policlonal Anti-Rad51C Para If/Icc E Elisa - 043502

Número do item: CM0016317



introdução

O RAD51C Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para IF/ICC e ELISA, direcionado ao RAD51C humano. Proveniente de coelho, é ideal para investigar reparo de DNA, recombinação homóloga e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD51C Rabbit pAb
Observações/Apelido	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Espécie	Humano
ID do Gene	5889
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do RAD51C humano (NP_002867.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43502
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de Gelo