

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rad51C Para Wb, Elisa - O43502

Número do item: CM0029197

Anticorpo Policlonar de Coelho Anti-RAD51C para WB, ELISA - O43502

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao RAD51C humano, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta proteína de ~42 kDa, apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de reparo e recombinação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD51C Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5889
ID do Gene	5889
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do RAD51C humano (NP_002867.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43502

Parâmetro	Valor
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo