

Anti-Rad51D Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 075771

Número do item: CM0030176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Rad51D para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, visando a proteína de reparo de DNA homóloga ao RAD51 4 envolvida no reparo por recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rad51D pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-328 do Rad51D humano (NP_002869.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075771
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo