


Anticorpo Policlonal Anti-Rad52 Para Wb, Elisa - P43351

Número do item: CM0027761



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAD52 humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta RAD52 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de reparo e recombinação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rad52 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAD52; Rad52
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-418 do Rad52 humano (NP_602296.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43351
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de Gelo