

Anticorpo Policlonal Anti-Rad54B Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y620

Número do item: CM0022852

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAD54B humano (103 kDa, SWISS: Q9Y620) para aplicações de Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de reparo de DNA e recombinação homóloga.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD54B Rabbit pAb
Observações/Apelido	RDH54; RAD54B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 781-910 do RAD54B humano (NP_036547.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y620
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo