

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rad54L2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

Número do item: CM0017143

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra RAD54L2 (ARIP4) humano, validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com RAD54L2 humano e de rato, uma helicase envolvida na transcrição do receptor androgênico. Adequado para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD54L2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23132
ID do Gene	23132
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1178-1467 de RAD54L2 humano (NP_055921.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y4B4
Peso da Proteína	163kDa
Envio	Saco de gelo