


Anticorpo Policlonais Anti-Rad9A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99638

Número do item: CM0021218



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAD9A humana, validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage com espécies humanas e de rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e checkpoint do ciclo celular. SWISS: Q99638.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAD9A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAD9; RAD9A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5883
GeneID	5883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 162-391 da RAD9A humana (NP_004575.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q99638
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo