

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Radixin Para Wb, Elisa - P35241

Número do item: CM0002421



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Radixin direcionado à proteína de 69kDa, validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato; para estudos de ligação actina-membrana e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Radixin de Coelho
Observações/Alias	DFNB24; Radixin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5962
ID do Gene	5962
Imunógeno	Peptídeo sintético (aminoácidos 350-450 da Radixin humana)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35241
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo