


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rae1 Para Wb, Elisa - P78406

Número do item: CM0030966



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-RAE1 direcionado à RAE1 humana (fator de exportação de mRNA). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante (1-368 aa). 41kDa. Ideal para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAE1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8480
ID do Gene	8480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-368 da RAE1 humana (NP_003601.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78406
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo