

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Raf1 Para Wb, Elisa - P04049

Número do item: CM0003525



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Raf1 de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudar vias de sinalização MAPK mediadas por Raf1 e regulação do destino celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Raf1
Observações/Apelido	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Espécie	Humano
GeneID	5894
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Raf1 humana (P04049)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo