

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Raf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Número do item: CM0017058



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Raf1 humano (c-Raf). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Raf1 é uma quinase essencial na via MAPK/ERK, fundamental para a proliferação celular e a pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Raf1 Rabbit pAb
Observações/alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5894
GeneID	5894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-350 de Raf1 humano (NP_002871.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04049
Peso molecular	73 kDa
Transporte	Bolsa de gelo