

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rag1 Para Wb, Elisa - P15918

Número do item: CM0013951

introdução

Este anticorpo policlonico de coelho tem como alvo o RAG1 humano (proteína 1 ativadora da recombinação V(D)J, também conhecida como RNF74). Validado para Western blotting e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e detecta a proteína de ~119 kDa. Ideal para estudos de desenvolvimento de linfócitos, distúrbios de imunodeficiência e mecanismos de recombinação V(D)J.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAG1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RAG-1; RNF74; RAG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5896
ID do Gene	5896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do RAG1 humano (NP_000439.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15918
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Bolsa de gelo