


Anti-Rag2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P55895

Número do item: CM0016671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RAG2 humano, uma proteína chave da recombinação V(D)J. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAG-2; RAG2
Espécie	Humano
GeneID	5897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 258-527 do RAG2 humano (NP_001230715.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55895
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo