

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rai14 Para Wb E Elisa - Q9P0K7

Número do item: CM0017053

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ancorcorbina humana (RAI14). Adequado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia reprodutiva e regulação da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAI14 pAb de Coelho
Observações/Alias	RAI13, NORPEG, RAI14
Espécie	Humana
GeneID	26064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-600 da RAI14 humana (NP_056392.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0K7
Peso da Proteína	110 kDa
Transporte	Bolsa de gelo