

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78560

Número do item: CM0004846



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a RAIDD/CRADD humana (P78560). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa sobre apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAIDD/CRADD Rabbit mAb
Observações/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8738
ID do Gene	8738
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 de CRADD humano (P78560).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana,Rato
SWISS	P78560
Peso Proteico	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo