

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Raidd/Cradd Para Wb, Elisa - P78560

Número do item: CM0015603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RAIDD/CRADD humano validado para WB e ELISA. Reconhece RAIDD humano e de camundongo, uma proteína adaptadora de apoptose de 23 kDa (SWISS P78560). Ideal para estudos de apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	RAIDD/CRADD Rabbit pAb
Observações/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8738
GeneID	8738
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 do RAIDD/CRADD humano (NP_003796.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78560
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo