


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rala Para Wb E Elisa - P11233

Número do item: CM0017130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RALA validado para WB e ELISA. Detecta RALA (24 kDa) humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em sinalização de GTPase, migração celular e transformação oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALA Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAL; HINCONS; RALA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5898
GeneID	5898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 do RALA humano (NP_005393.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11233
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo