

Anticorpo Policlonal Anti-Ralb Para Wb, Elisa - P11234

Número do item: CM0030698



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína humana RALB (Ras-related protein Ral-B). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de GTPase, exocitose, apoptose e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RALB Rabbit pAb
Observações/Apelido	RALB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5899
GeneID	5899
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 da proteína humana RALB (NP_002872.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11234
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo