

Anticorpo Monoclonal Anti-Ralbp1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15311

Número do item: CM0012432



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra RALBP1 humano (RLIP76), validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização e transporte de Ral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALBP1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10928
GeneID	10928
Imunôgeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do RALBP1 humano (Q15311).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15311
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo