

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ralbp1 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - Q15311

Número do item: CM0015083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína de ligação a RalA 1 (RALBP1), também conhecida como RLIP76. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para investigar sinalização Ral, endocitose, fissão mitocondrial e mecanismos de resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RALBP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10928
ID do Gene	10928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 396-655 da RALBP1 humana (NP_006779.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15311
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo