

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ralgds Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Número do item: CM0021833



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RALGDS (RalGEF) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização Ras/Ral e eliminação bacteriana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALGDS Rabbit pAb
Observações/Apelido	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5900
ID do Gene	5900
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 771-902 do RALGDS humano (NP_001258705)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12967
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco com gelo