

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ralgps1 Para Wb E Elisa - Q5Js13

Número do item: CM0013669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RALGPS1 (RALGEF2) humano para western blot e ELISA. Adequado para estudar a sinalização da GTPase RALA, dinâmica do citoesqueleto e tráfego de membrana. Detecta proteína de 62 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALGPS1 pAb de Coelho
Observações/Alias	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9649
ID do Gene	9649
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de RALGPS1 humano (NP_055451.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5JS13
Peso da Proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo