


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Raly Para Wb, Elisa - Q9Ukm9

Número do item: CM0013628



introdução

O pAb RALY de coelho detecta a proteína RALY endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para Western blot e ELISA. RALY é uma proteína de ligação a RNA envolvida na biossíntese de colesterol e no processamento de mRNA. UniProt Q9UKM9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RALY pAb de Coelho
Observações/Alias	P542; HNRPCL2; RALY
Espécie	Humana
GeneID (humano)	22913
GeneID	22913
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-306 da RALY humana (NP_057951.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKM9
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo