

Anti-Ramp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Número do item: CM0029250



introdução

Anti-RAMP2 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RAMP2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de complexos de receptores e localização tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10266
GeneID	10266
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do RAMP2 humano (NP_005845.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60895
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo