

## Anticorpo Policlonal Anti-Ramp3 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O60896

Número do item: CM0029999



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho RAMP3 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Investiga o envolvimento da proteína modificadora da atividade do receptor 3 na sinalização dos receptores de adrenomedulina e amilina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RAMP3 pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | RAMP3                                                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 10268                                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 10268                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do RAMP3 humano (NP_005847.1)) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                         |
| SWISS               | O60896                                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 17kDa                                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                     |