


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ran Para Wb, Elisa - P62826

Número do item: CM0009324



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ran para aplicações em WB e ELISA. Detecta Ran (24 kDa) em humano, rato e rato. Ideal para estudar transporte nucleocitoplasmático e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ran Coelho mAb
Observações/Apelido	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5901
GeneID	5901
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 117-216 do Ran humano (P62826).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P62826
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo