


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ran Para Wb, If/Icc, Elisa - P62826

Número do item: CM0014931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Ran humano (proteína nuclear ligante de GTP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte nucleocitoplasmático e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ran Rabbit pAb
Observações/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5901
GeneID	5901
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-216 da proteína Ran humana (NP_006316.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62826
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo