

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ranbp10 Para Wb E Elisa - Q6Vn20

Número do item: CM0019114

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RANBP10 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para o estudo da função da ligase E3 de ubiquitina CTLH, da sinalização da GTPase Ran e da biologia das plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RANBP10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RANBP10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57610
GeneID	57610
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-497 da RANBP10 humana (NP_065901.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6VN20
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo