


Anticorpo Policlonal Anti-Ranbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49792

Número do item: CM0023894



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RANBP2 (NUP358) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático e SUMOilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RANBP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5903
ID do Gene	5903
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2900-3050 do RANBP2 humano (NP_006258.3))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P49792
Peso da Proteína	358kDa
Envio	Saco de gelo