

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ranbp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S59

Número do item: CM0003791



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RanBP9 humano (BPM-L/RanBPM). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre ubiquitinação, sinalização e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RanBP9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10048
ID do Gene	10048
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RanBP9 humano (Q96S59)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96S59
Peso Proteico	78kDa
Remessa	Saco de Gelo