

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ranbp9 Para Wb, Elisa - Q96S59

Número do item: CM0018394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à RanBP9 humana (RanBPM). Validado para WB e ELISA, este anticorpo é ideal para estudar a função do complexo ligase E3 CTLH, sinalização celular e rearranjo do citoesqueleto. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RanBP9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10048
ID do Gene	10048
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-605 da RanBP9 humana (NP_005484.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96S59
Peso Proteico	78kDa
Transporte	Saco de gelo